

Łączniki karbowane

Wielorazowe, materiał: silikon (rura karbowana), PSU (łącznik)

Informacje
o zamawianiu

Łącznik prosty /

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-50-130	REF 65-50-200	10

15 mm śred. wew.
22 mm śred.zew.



15 mm śred.zew.

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-55-130	REF 65-55-200	10

15 mm śred. wew.
22 mm śred.zew.




22 mm śred. wew.

Łącznik obrotowy, kątowy /

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-60-130	REF 65-60-200	10


15 mm śred. wew.
22 mm śred.zew.



15 mm śred.zew.

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-80-130	REF 65-80-200	10

15 mm śred. wew.
22 mm śred.zew.



22 mm śred.zew.

Łącznik obrotowy, kątowy z portem do odsysania /

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-68-130	REF 65-68-200	10

15 mm śred. wew.
22 mm śred.zew.



15 mm śred.zew.

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-88-130	REF 65-88-200	10

15 mm śred. wew.
22 mm śred.zew.



22 mm śred.zew.

Łącznik karbowany do rur

Wielorazowy, materiał: silikon

Informacje
o zamawianiu

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-00-130	REF 65-00-200	10

15 mm śred. wew.



10 mm śred.zew.

Łączniki karbowane

Wielorazowe, materiał: silikon (rura karbowana), PSU (łącznik)

Informacje
o zamawianiu

Łącznik prosty /

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-50-150-1 25

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-55-150-1 20

Łącznik prosty, obrotowy /

Lenght: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-52-150-1 25

Łącznik kątowy, obrotowy /

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-60-150-1 25

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-80-150-1 20

Łącznik kątowy, obrotowy z portem do odsysania /

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-65-150-1 25

Lenght: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-85-150-1 20

Łącznik kątowy, obrotowy z portem do odsysania /


długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-68-150-1 25

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu


REF 60-88-150-1 20

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.




15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.




22 mm śr. wew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.




15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



22 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.




15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



22 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



22 mm śr.zew.