

Szybkozłączki

Wielorazowe, materiał: Polyoxymetylen (POM)

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opak.
SLZM30	5

4,5 mm śr. zewn.



męski

żeński



4,5 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
SLZF30	5

REF	Ilość w opak.
SLZM40	5

6,0 mm śr. zewn.



6,0 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
SLZF40	5

Łączniki Luer Lock

Wielorazowe, materiał: nickel-plated brass

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opak.
CHLLM05	5

M5



męski

żeński



M5

REF	Ilość w opak.
CHLLF05	5

REF	Ilość w opak.
CHLLM06	5

M6



M6

REF	Ilość w opak.
CHLLF06	5

REF	Ilość w opak.
CHLLM30	5

6,0 mm śr. zewn.



6,0 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
CHLLF30	5

REF	Ilość w opak.
CHLLM40	5

6,0 mm śr. zewn.



6,0 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
CHLLF40	5

REF	Ilość w opak.
CHLLMB20	5

2,5 mm śr. zewn.



2,5 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
CHLLFB20	5

REF	Opakowanie
CHLLMB30	5

5,0 mm śr. zewn.



5,0 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
CHLLFB30	5

Łączniki Luer Lock

Wielorazowe, materiał: stal nierdzewna

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opak.
CHLLM06S1	5

M6



męski

żeński



M6

REF	Ilość w opak.
CHLLF06S1	5

REF	Ilość w opak.
CHLLM30S2	5

6,0 mm śr. zewn.



6,0 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
CHLLF30S2	5