

Łączniki proste

Wielorazowe, materiał: PSU

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-30-002	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-30-003	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-30-005	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-40-002	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-40-003	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-40-005	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-110	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-400	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-71-002	10




REF	Ilość w opakowaniu
60-12-200	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-201	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-202	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-300	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-50-002	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-50-005	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-50-003	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-601	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-602	10



Łączniki kątowe

Wielorazowe, materiał: PSU

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-65-002	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-65-004	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-002	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-004	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-010	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-005	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-205	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-305	10



Łączniki kątowe, obrotowe

Jednorazowe, sterylne, materiał: PC

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-60-222-1	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-555-1	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-111-1	10



BROSU łącznik z portem do bronchoskopu

Jednorazowy, sterylny, materiał: PC

Informacje
o zamawianiu

Łącznik z membraną i zatyczką do bezpiecznej bronchoskopii i odsysania bez przecieków.
Po otwarciu zatyczki, membrana zabezpieczająca gwarantuje nadal szczelność układu.

- brak efektu utraty gazów anestetycznych
- brak strat ciśnienia (PEEP)
- minimalne ryzyko kontaminacji podczas odsysania (alternatywa dla zamkniętych systemów odsysania)
- idealne uszczelnienie w trakcie i po bronchoskopii

Rozmiar (port)	Kolor	pasuje do cewników do odsysania	pasuje do bronchoskopu	REF	Ilość w opakowaniu
2.0 mm	Żółty	6, 8 Fr	≥ 2.0 mm śr.zew.	60-60-361-1	10
3.0 mm	Niebieski	10, 12, 14, 16 Fr	≥ 3.0 mm śr.zew.	60-60-261-1	10
5.0 mm	Transparentny	18 Fr	≥ 5.0 mm śr.zew.	60-60-061-1	10



Łączniki z portem do aplikacji areozolu

Wielorazowe, materiał: PSU

Do aplikacji areozoli w pojemnikach MDI u pacjentów zaintubowanych

Informacje
o zamawianiu


REF	Ilość w opakowaniu
60-60-009	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-65-009	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-209	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-67-009	10



Fajki

Wielorazowe, materiał: PSU

Informacje
o zamawianiu

Wielorazowa	Jednorazowa	Ilość w opak.
REF 60-12-000	REF 60-13-000	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-001	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-006	10



Łączniki Y

Wielorazowy, materiał: PSU

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-10-100	10




REF	Ilość w opakowaniu
60-11-200	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-203	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-204	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-400	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-420	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-300	10



Łączniki T

Wielorazowe, materiał: PSU

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-11-500	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-503	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-506	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-510	10



Łączniki Y pediatryczne

Wielorazowy, materiał: PSU

Do rur respiratorowych karbowanych z mankietem 10 mm

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-20-500	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-20-501	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-20-101	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-20-100	10



Łączniki karbowane pediatryczne

Wielorazowe, materiał: silikon

Informacje
o zamawianiu

Długość: 9.0 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-00-090	10



Długość: 10.5 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-00-105	10



Aspirator smółki

Jednorazowy, materiał: PC

- 15 mm łącznik pozwala na bezp. połączenie z rurką dotchawiczą i odessanie smółki z tchawicy
- lejkowe złącze pozwala na połączenie ze standardowym cewnikiem do odsysania (odessanie smółki z ust i gardła noworodka)
- do rurek 7-9 mm śr. wew.

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
49-30-000	10



Akcesoria do łączników

Informacje
o zamawianiu

Klin rozłączający / Wielorazowy, materiał: PA

REF	Ilość w opakowaniu
60-60-999	10



Łącznik pomiarowy do gazów i ciśnienia (1,5 mm śr.wew. / 3,0 mm śr. zew. / z dwoma męskimi Luer Lock / Jednorazowy, niesterylny, materiał: PVC, EVA, PE technologia trójwarstwowa

Długość	REF	Ilość w opakowaniu
150 cm	61-99-150	10
200 cm	61-99-200	10
300 cm	61-99-300	10

Męski
Luer Lock



Męski
Luer Lock