

AKCESORIA DO ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII



Mocowanie rurek / Rury do respiratorów / Akcesoria do respiratorów
Łączniki karbowane / Łączniki / Dreny silikonowe, gładkie / Infuzja ciśnieniowa
Mankiety infuzyjne / Uchwyty i wysięgniki / Łączniki do rur



Cały katalog produktów dostępny na stronie: **www.vbm-medical.de**

Znajdziesz tutaj dodatkowe materiały informacyjne o produktach takie jak: filmy, broszury, ulotki itp.

Wyroby medyczne w tym katalogu produkowane są bez użycia lateksu, chyba że opisano to inaczej.

Wyroby medyczne w tym katalogu nie zawierają ftalanów, które wymagają oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008.

Mocowanie rurek

Taśmy do rurek tracheostomijnych	Strona 4 – 5
Opatrunek tracheostomijny	
Mocowanie rurek	
Mocowanie rurki	
Antyzgryzak (blokada zgryzu)	

Rury karbowane do respiratorów

Rury karbowane do respiratorów dla dorosłych	Strona 6 – 7
Rury karbowane do respiratorów dla dzieci	
Pediatryczne obwody anestetyczne	

Akcesoria do respiratorów

Worki oddechowe	Strona 8
Pułapki wodne	

Łączniki karbowane

Łączniki karbowane wielorazowe	Strona 9 – 10
Łączniki	
Łączniki karbowane jednorazowe	

Łączniki

Łączniki proste	Strona 11 – 15
Łączniki obrotowe kątowe	
Łącznik	
Łącznik z portem do areozolu	
Łącznik typu "fajka"	
Łącznik Y	
Łącznik T	
Łącznik pediatryczny Y	
Łączniki karbowane pediatryczne	
Aspirator smółki	
Akcesoria do łączników	

Gładkie dreny silikonowe

Gładkie dreny silikonowe	Strona 16
--------------------------	-----------

Infuzja ciśnieniowa

Infuzory ciśnieniowe 100 & 200	Strona 17 – 19
Dispo mankiet infuzyjny jednorazowy	
Infusor mankiet infuzyjny wielorazowy	
Mankiet do infuzji ciśnieniowej	
Akcesoria do mankietów	

Uchwyty, wysięgniki

Wysięgnik z giętkim ramieniem	Strona 20 – 21
Wysięgnik z trójpřegubowym ramieniem	
Uchwyt paletowy do rur karbowanych Tube –Tray	
Uchwyty przetworników ciśnienia	
Płytki przetworników ciśnienia	

Łączniki do rur

Szybkołączki	Strona 22 – 23
Łączniki typu Luer Lock	

Taśmy do rurek tracheostomijnych

Mocowanie rurek dla pacjentów po tracheotomii

Informacje
o zamawianiu

Taśma mocująca zapinana na rzep / jednorazowa, materiał: pokryta welurem, kolor: niebieski

Pacjent	Długość	REF	Ilość w opakowaniu
Niemowlę / dziecko	355 mm	40-0005-011	10
Dziecko / dorosły	475 mm	40-0005-033	10
Dorosły duży	525 mm	40-0005-044	10



Taśma mocująca zapinana na rzep / jednorazowa, materiał: pianka pokryta bawełną, kolor: cielisty

Pacjent	Długość	REF	Ilość w opakowaniu
Niemowlę / dziecko	340 mm	40-0008-011	10
Dziecko / dorosły	490 mm	40-0008-033	10
Dorosły duży	590 mm	40-0008-044	10



Taśma zapinana na rzep, rozpinanie / jednorazowa/materiał: pianka pokryta bawełną, kolor: cielisty

Pacjent	Długość	REF	Ilość w opakowaniu
Dziecko / dorosły	400 mm	40-0066-033	10



Opatrunek pod rurkę tracheostomijną

Jednorazowego użytku, sterylne

- oddychająca, zachowuje się jak druga skóra
- wchłania wilgoć
- zapobiega uciskowi
- zatwierdzona jako opatrunek

Informacje
o zamawianiu

Opatrunek tracheostomijny / jednorazowy, sterylne

Rozmiar	REF	Ilość w opakowaniu
9,0x9,0 cm	603207	10



/ Mocowanie

Mocowanie rurek usta / nos

Informacje
o zamawianiu

Endotape mocowanie / pokryte silikonem uchwyty, zapinane na rzep, jednorazowe

Pacjent	Długość	REF	Ilość w opakowaniu
Dziecko i dorosły	54 cm	40-8018-044*	10

* Contains or presence of natural rubber latex



/ Mocowanie zwykłe

Do rurek usta / nos

Informacje
o zamawianiu

Tube Holder / jednorazowa

Pacjent	Długość	REF	Ilość w opakowaniu
Dziecko i dorosły	54 cm	40-8010-033	10
Dorosły	65 cm	40-8010-044	10



/ Mocowanie typu Biteblock blokada zgryzu

Mocowanie ustnych rurek intubacyjnych, rurek krtaniowych i masek krtaniowych

Rurka wpięta w biteblock (blokada zgryzu) jest zabezpieczona przed zgryzieniem.

Informacje
o zamawianiu

Biteblock blokada zgryzu / jednorazowy, sterylny, materiał: EVA

Rozmiar	Rurki intubacyjne	Rozmiar Rurki krtaniowe	Rozmiar Maski krtaniowe	Biteblock	Biteblock z elastyczną taśmą	Ilość w opakowaniu
4	6.5 - 8.0 mm śr. wew.	-	2, 2.5	REF 40-60-040-1	REF 40-66-040-1	20
5	8.5 - 11.0 mm śr. wew.	2, 2.5	-	REF 40-60-050-1	REF 40-66-050-1	20
6	-	3, 4, 5	3, 4, 5	REF 40-60-060-1	REF 40-66-060-1	20



Rury karbowane do respiratorów / śr. 19 mm dla dorosłych

Wielorazowe, materiał: silikon

22 mm śr. wew.

22 mm śr. wew.

Informacje
o zamawianiu

Mankiety obustronne 22 mm / 22 mm /

Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu	Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu	Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu
30 cm	REF 66-22-030	1	90 cm	REF 66-22-090	1	180 cm	REF 66-22-180	1
40 cm	REF 66-22-040	1	110 cm	REF 66-22-110	1	200 cm	REF 66-22-200	1
60 cm	REF 66-22-060	1	130 cm	REF 66-22-130	1			
80 cm	REF 66-22-080	1	150 cm	REF 66-22-150	1			

Rury karbowane do respiratorów / śr. 9 mm pediatryczne

Wielorazowe, materiał: silikon

10 mm śr. wew.

10 mm śr. wew.

Informacje
o zamawianiu

Mankiety obustronne 10 mm / 10 mm /

Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu	Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu	Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu
25 cm	REF 66-10-025	1	85 cm	REF 66-10-085	1	150 cm	REF 66-10-150	1
45 cm	REF 66-10-045	1	110 cm	REF 66-10-110	1	200 cm	REF 66-10-200	1
60 cm	REF 66-10-060	1	130 cm	REF 66-10-130	1			

Mankiety 10 mm / 22 mm /

10 mm śr. wew.

22 mm śr. wew.

Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu	Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu	Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu
25 cm	REF 66-11-025	1	85 cm	REF 66-11-085	1	150 cm	REF 66-11-150	1
45 cm	REF 66-11-045	1	110 cm	REF 66-11-110	1	200 cm	REF 66-11-200	1
60 cm	REF 66-11-060	1	130 cm	REF 66-11-130	1			

Mankiety obustronne 22mm /

22 mm śr. wew.

22 mm śr. wew.

Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu	Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu	Długość	Kolor: zielony	Ilość w opakowaniu
25 cm	REF 66-12-025	1	110 cm	REF 66-12-110	1	150 cm	REF 66-12-150	1
60 cm	REF 66-12-060	1	130 cm	REF 66-12-130	1	200 cm	REF 66-12-200	1
85 cm	REF 66-12-085	1						

Akcesoria do
rur karbowanych

Łącznik prosty do łączenia i przedłużania rur / o śr. 15 mm / 22 mm po obu stronach / wielorazowy, materiał: PSU

REF	Ilość w opakowaniu
60-12-110	10

Haczyk do rur 9 mm śr.wew. / 19 mm śr. zew. / wielorazowa, materiał: silikon

REF	Ilość w opakowaniu
66-00-002	5

15 mm śr.wew.
22 mm śr.zew.



15 mm śr.wew.
22 mm śr.zew.



/ Pediatriczny obwód anestetyczny

Wielorazowy

Informacje
o zamawianiu

System anestezjologiczny /

skład zestawu:

- 2 x rura karbowana silikonowa 9.0 mm śr.wewn.,
mankiety 22 mm / 10 mm, 110 cm długość
- 1 x rura karbowana silikonowa 9.0 mm śr.wewn.,
mankiety 22 mm / 10 mm, 110 cm długość
- 1 x łącznik pediatriczny - Y, kątowny, obrotowy 15 mm
śr. wewn. / śr.zewn. 22 mm
- silikonowy worek oddechowy 500 ml
- łącznik, prosty

REF	Ilość w opakowaniu
62-11-200	1



Informacje
o zamawianiu

Jackson Rees System I / pediatriczny

skład zestawu:

- silikonowy worek oddechowy 500 ml
z drenem i zatyczką
- łącznik prosty 22 mm śr.wewn. / 22 mm śr. zew.
- łącznik karbowany
- łącznik Ayres typ T
- łącznik obrotowy, kątowny
- łącznik prosty 22 mm śr. wewn.
- silikonowy dren O₂ (długość: 180 cm)

REF	Ilość w opakowaniu
67-12-000	1



Jackson Rees System I pediatriczny / zestaw jak wyżej w wersji
z silikonowym workiem oddechowym
500 ml z otworem 5mm

REF	Ilość w opakowaniu
67-11-000	1

Akcesoria
do systemu
Jackson Rees I

Łącznik typu Ayers typ T / wielorazowy,
materiał: PSU

REF	Ilość w opakowaniu
67-20-005	1



Worki oddechowe

Wielorazowe, materiał: silikon

Informacje
o zamawianiu

Standard z 22 mm mankietem, z oczkiem
do zawieszania /

Rozmiar	REF	Ilość w opakowaniu
500 ml	66-00-011	1
1000 ml	66-00-015	1
1500 ml	66-00-012	1
2300 ml	66-00-013	1
3000 ml	66-00-014	1

22 mm śr. wewn.



z drenem i zatyczką, mankietem 22 mm,
z oczkiem do zawieszania /

Rozmiar	REF	Ilość w opakowaniu
500 ml	66-00-041	1
1000 ml	66-00-045	1
1500 ml	66-00-042	1
2300 ml	66-00-043	1
3000 ml	66-00-044	1

22 mm śr. wewn.



połączenie z drenem i zatyczką

z 5 mm otworem, z mankietem 22 mm /

Rozmiar	REF	Ilość w opakowaniu
500 ml	66-00-441	1
1000 ml	66-00-445	1
1500 ml	66-00-442	1
2300 ml	66-00-443	1
3000 ml	66-00-444	1

22 mm śr. wewn.



5 mm otwór

Pułapki wodne

Z pojemnikiem 55 ml, wielorazowe, materiał: PSU

Informacje
o zamawianiu

Pułapka wodna dla dorosłych / z łącznikiem /
(15 mm śr. wewn. / 22 mm śr. zewn.)

REF	Ilość w opakowaniu
66-40-500	6

15 mm śr. wewn.
22 mm śr. zewn.



55 ml

15 mm śr. wewn.
22 mm śr. zewn.

10 mm śr. zewn.



55 ml

10 mm śr. zewn.

10 mm śr. zewn.

Pułapka do respiratora (22 mm śr. wewn.)
/ z łącznikiem / (22 mm śr. zewn.)

REF	Ilość w opakowaniu
66-40-511	6

22 mm śr. zewn.



55 ml

22 mm śr. wewn.

Łączniki karbowane

Wielorazowe, materiał: silikon (rura karbowana), PSU (łącznik)

Informacje
o zamawianiu

Łącznik prosty /

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-50-130	REF 65-50-200	10

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-55-130	REF 65-55-200	10

15 mm śred. wew.
22 mm śred. zew.



15 mm śred. zew.

15 mm śred. wew.
22 mm śred. zew.




22 mm śred. wew.

Łącznik obrotowy, kątowy /

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-60-130	REF 65-60-200	10


Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-80-130	REF 65-80-200	10

15 mm śred. wew.
22 mm śred. zew.



15 mm śred. zew.

15 mm śred. wew.
22 mm śred. zew.



22 mm śred. wew.

Łącznik obrotowy, kątowy z portem do odsysania /

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-68-130	REF 65-68-200	10

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-88-130	REF 65-88-200	10

15 mm śred. wew.
22 mm śred. zew.



15 mm śred. zew.

15 mm śred. wew.
22 mm śred. zew.



22 mm śred. wew.

Łącznik karbowany do rur

Wielorazowy, materiał: silikon

Informacje
o zamawianiu

Długość: 13 cm	Długość: 20 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-00-130	REF 65-00-200	10

15 mm śred. wew.



10 mm śred. wew.

Łączniki karbowane

Wielorazowe, materiał: silikon (rura karbowana), PSU (łącznik)

Informacje
o zamawianiu

Łącznik prosty /

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-50-150-1 25

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-55-150-1 20

Łącznik prosty, obrotowy /

Lenght: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-52-150-1 25

Łącznik kątowy, obrotowy /

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-60-150-1 25

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-80-150-1 20

Łącznik kątowy, obrotowy z portem do odsysania /

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-65-150-1 25

Lenght: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-85-150-1 20

Łącznik kątowy, obrotowy z portem do odsysania /


długość: 15 cm Ilość w opakowaniu

REF 60-68-150-1 25

długość: 15 cm Ilość w opakowaniu


REF 60-88-150-1 20

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.




15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.




22 mm śr. wew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.




15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



22 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.




15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



22 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



15 mm śr.zew.

15 mm śr. wew.
22 mm śr.zew.



22 mm śr.zew.

Łączniki proste

Wielorazowe, materiał: PSU

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-30-002	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-30-003	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-30-005	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-40-002	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-40-003	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-40-005	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-110	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-400	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-71-002	10




REF	Ilość w opakowaniu
60-12-200	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-201	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-202	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-300	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-50-002	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-50-005	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-50-003	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-601	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-602	10



Łączniki kątowe

Wielorazowe, materiał: PSU

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-65-002	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-65-004	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-002	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-004	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-010	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-005	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-205	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-305	10



Łączniki kątowe, obrotowe

Jednorazowe, sterylne, materiał: PC

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-60-222-1	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-555-1	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-111-1	10



BROSU łącznik z portem do bronchoskopu

Jednorazowy, sterylny, materiał: PC

Informacje
o zamawianiu

Łącznik z membraną i zatyczką do bezpiecznej bronchoskopii i odsysania bez przecieków.
Po otwarciu zatyczki, membrana zabezpieczająca gwarantuje nadal szczelność układu.

- brak efektu utraty gazów anestetycznych
- brak strat ciśnienia (PEEP)
- minimalne ryzyko kontaminacji podczas odsysania (alternatywa dla zamkniętych systemów odsysania)
- idealne uszczelnienie w trakcie i po bronchoskopii

Rozmiar (port)	Kolor	pasuje do cewników do odsysania	pasuje do bronchoskopu	REF	Ilość w opakowaniu
2.0 mm	Żółty	6, 8 Fr	≥ 2.0 mm śr.zew.	60-60-361-1	10
3.0 mm	Niebieski	10, 12, 14, 16 Fr	≥ 3.0 mm śr.zew.	60-60-261-1	10
5.0 mm	Transparentny	18 Fr	≥ 5.0 mm śr.zew.	60-60-061-1	10



Łączniki z portem do aplikacji areozolu

Wielorazowe, materiał: PSU

Do aplikacji areozoli w pojemnikach MDI u pacjentów zaintubowanych

Informacje
o zamawianiu


REF	Ilość w opakowaniu
60-60-009	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-65-009	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-60-209	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-67-009	10



Fajki

Wielorazowe, materiał: PSU

Informacje
o zamawianiu

Wielorazowa	Jednorazowa	Ilość w opak.
REF 60-12-000	REF 60-13-000	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-12-006	10



Łączniki Y

Wielorazowy, materiał: PSU

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-10-100	10




REF	Ilość w opakowaniu
60-11-200	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-203	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-204	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-400	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-420	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-300	10



Łączniki T

Wielorazowe, materiał: PSU

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-11-500	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-503	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-506	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-11-510	10



Łączniki Y pediatryczne

Wielorazowy, materiał: PSU

Do rur respiratorowych karbowanych z mankietem 10 mm

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
60-20-500	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-20-501	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-20-101	10



REF	Ilość w opakowaniu
60-20-100	10



Łączniki karbowane pediatryczne

Wielorazowe, materiał: silikon

Informacje
o zamawianiu

Długość: 9.0 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-00-090	10



Długość: 10.5 cm	Ilość w opakowaniu
REF 65-00-105	10



Aspirator smółki

Jednorazowy, materiał: PC

- 15 mm łącznik pozwala na bezp. połączenie z rurką dotchawiczą i odessanie smółki z tchawicy
- lejkowe złącze pozwala na połączenie ze standardowym cewnikiem do odsysania (odessanie smółki z ust i gardła noworodka)
- do rurek 7-9 mm śr. wew.

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opakowaniu
49-30-000	10



Akcesoria do łączników

Informacje
o zamawianiu

Klin rozłączający / Wielorazowy, materiał: PA

REF	Ilość w opakowaniu
60-60-999	10



Łącznik pomiarowy do gazów i ciśnienia (1,5 mm śr.wew. / 3,0 mm śr. zew. / z dwoma męskimi Luer Lock / Jednorazowy, niesterylny, materiał: PVC, EVA, PE technologia trójwarstwowa

Długość	REF	Ilość w opakowaniu
150 cm	61-99-150	10
200 cm	61-99-200	10
300 cm	61-99-300	10

Męski
Luer Lock




Męski
Luer Lock

/ Dreny silikonowe, gładkie

Informacje
o zamawianiu

Dreny silikonowe, gładkie / wielorazowe, kolor: transparentne

śr. wew. (mm)	C (mm)	śr. zew. (mm)	REF	Ilość w opak.
1.0	0.5	2.0	68-010-05	25 m
1.0	1.0	3.0	68-010-10	25 m
1.5	0.75	3.0	68-015-075	25 m
2.0	1.0	4.0	68-020-10	25 m
3.0	1.0	5.0	68-030-10	25 m
3.0	1.5	6.0	68-030-15	25 m
4.0	1.0	6.0	68-040-10	25 m
4.0	1.5	7.0	68-040-15	25 m
4.0	2.0	8.0	68-040-20	25 m
5.0	1.0	7.0	68-050-10	25 m
5.0	1.5	8.0	68-050-15	25 m
5.0	2.0	9.0	68-050-20	25 m
6.0	1.0	8.0	68-060-10	25 m
6.0	1.5	9.0	68-060-15	25 m
6.0	2.0	10.0	68-060-20	25 m
6.0	3.0	12.0	68-060-30	25 m
7.0	1.5	10.0	68-070-15	25 m
7.0	2.0	11.0	68-070-20	25 m
7.0	3.0	13.0	68-070-30	25 m
8.0	2.0	12.0	68-080-20	25 m
8.0	3.0	14.0	68-080-30	25 m
9.0	2.0	13.0	68-090-20	25 m
10.0	2.0	14.0	68-100-20	25 m
10.0	3.0	16.0	68-100-30	25 m
12.0	3.0	18.0	68-120-30	25 m
12.0	4.0	20.0	68-120-40	25 m



/ Infuzory ciśnieniowe 100 & 200

Do użytku z mankietami do infuzji ciśnieniowej podczas irygacji w małoinwazyjnych procedurach

Regulator ciśnienia

- precyzyjna regulacja ciśnienia
- utrzymuje ustawione ciśnienie i gwarantuje automatyczną kompensację
- zakres ciśnienia 0-300 mmHg

Pokrywa zabezpieczająca

- chroni urządzenie przed ingerencją płynów i uszkodzeniem

Dren spiralny

- trwale przytwierdzony do urządzenia
- z męskim łącznikiem Luer Lock

Uniwersalny zacisk

- ciśnieniowy Infusor 100 do sprężonego powietrza / z pojedynczym kanałem

Informacje
o zamawianiu

Infusor ciśnieniowy 100 zasilany sprężonym powietrzem / z pojedynczym kanałem

Wersja	Z drenem ciśnieniowym (4 m) i przyłączem ciśnieniowym RECTUS	Z przyłączem ciśnieniowym NIST	Ilość w opak.
Z uniwersalnym zaciskiem	REF 52-13-100	REF 52-13-100NIST	1
Z wózkiem i koszykiem	REF 52-15-100	REF 52-15-100NIST	1

Infusor Ciśnieniowy 200 zasilany sprężonym powietrzem / z przełącznikiem do dwóch mankietów

Wersja	Z drenem ciśnieniowym (4 m) i przyłączem ciśnieniowym RECTUS	Z przyłączem ciśnieniowym NIST	Ilość w opak.
Z uniwersalnym zaciskiem	REF 52-13-200	REF 52-13-200NIST	1
Z wózkiem i koszykiem	REF 52-15-200	REF 52-15-200NIST	1



Mankiety infuzyjne

Przeznaczone do dożylniej infuzji krwi i płynów, idealne do zastawiania w ambulansach, salach operacyjnych i stanowiskach intensywnej terapii

Mankiet infuzyjny jednorazowy Dispo

Do infuzji ciśnieniowej, do szybkich wlewów i irygacji

Informacje
o zamawianiu

Dispo mankiet infuzyjny / kieszeń z zawieszka i haczykiem / Do szybkich infuzji ciśnieniowych i irygacji

	Wersja	REF	Ilość w opak.
500 ml	z łącznikiem Luer Lock	56-01-050	5
	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikiem, kodowanym kolorem wskaźnikiem ciśnienia	56-02-050	5
	z ręczną pompką i trójdrożnym kranikiem	56-03-050	5
	Wersja	REF	Ilość w opak.
1000 ml	z łącznikiem Luer Lock	56-01-100	5
	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikiem, kodowanym kolorem wskaźnikiem ciśnienia	56-02-100	5
	z ręczną pompką i trójdrożnym kranikiem	56-03-100	5

Dispo mankiet infuzyjny / kieszeń z haczykiem / do irygacji

	Wersja	REF	Ilość w opak.
3000 ml	z łącznikiem Luer Lock	56-01-300	1
	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikiem, kodowanym kolorem wskaźnikiem ciśnienia	56-02-300	1



Infusor mankiet infuzyjny transparentny

Wielorazowy, do infuzji ciśnieniowej, do szybkich wlewów i irygacji

- zapewnia pełną widoczność pojemnika z płynem
- 360° widoczność
- konstrukcja z taśmą i zapięciem „na rzep” pozwala na użycie z workami większymi niż 1000 ml

Informacje
o zamawianiu

Infusor, korpus z haczykiem owijany taśmą z zapięciem na rzep / do szybkich infuzji ciśnieniowych i irygacji

	Wersja	REF	Ilość w opak.
500 ml	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikiem kodowanym kolorem wskaźnikiem ciśnienia	57-02-050	1
	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikami manometrem	57-08-050	1
	Wersja	REF	Ilość w opak.
1000 ml	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikiem kodowanym kolorem wskaźnikiem ciśnienia	57-02-100	1
	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikami manometrem	57-08-100	1

Infusor, korpus z haczykiem owijany taśmą z zapięciem na rzep / do irygacji

	Wersja	REF	Ilość w opak.
3000 ml	z łącznikiem Luer Lock	57-01-300	1
	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikiem kodowanym kolorem wskaźnikiem ciśnienia	57-02-300	1
	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikiem i manometrem	57-08-300	1



/ Mankiet do infuzji ciśnieniowej

Wielorazowy

Informacje
o zamawianiu

Mankiet do infuzji ciśnieniowej, kieszeń z podwójnym haczykiem / do szybkich infuzji ciśnieniowych i irygacji

	Wersja	REF	Ilość w opak.
500 ml	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikiem, kodowanym kolorem wskaźnikiem ciśnienia	58-02-050	1
	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikiem i manometrem	58-08-050	1
	Wersja	REF	Ilość w opak.
1000 ml	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikiem, kodowanym kolorem wskaźnikiem ciśnienia	58-02-100	1
	z ręczną pompką, trójdrożnym kranikiem i manometrem	58-08-100	1



Informacje
o zamawianiu

Mankiet do infuzji ciśnieniowej, kieszeń z zamkiem błyskawicznym / do irygacji

	Wersja	REF	Ilość w opak.
3000 ml / 5000 ml	z łącznikiem Luer Lock	52-01-300*	1
	z ręczną pompką i manometrem	52-08-300*	1

*Zawiera lateks kauczuku naturalnego



Akcesoria
do mankietów
infuzyjnych

Pompka ręczna / Wielorazowa

z trójdrożnym kranikiem i kodowanym kolorem wskaźnikiem ciśnienia	z trójdrożnym kranikiem	z zaworem spustowym (odpowiedni do 1500 ml / 3000 ml / 5000 ml)	Ilość w opak.
REF 51-02-666	REF 51-03-666	REF 51-10-666	1



z trójdrożnym zaworkiem i kodowanymi kolorami wskaźnikiem ciśnienia



z trójdrożnym zaworkiem



z zaworem ciśnieniowym

Manometr 300 mmHg zabezpieczony ciśnieniowo / Z mocowaniem do mankieta, wielorazowy

REF	Ilość w opakowaniu
20-17-301	1



Wysięgnik do rur anestezyjologicznych z giętkim ramieniem

Regulacja wysokości, długość ramienia maks. 38 cm

	uchwyt rur	uchwyt rur, obrotowy	uchwyt rur z blokadą bezpieczeństwa	podwójny uchwyt rur	ilość w opak.
z zaciskiem szynowym	REF 73-512-04	REF 73-512-14	REF 73-512-44	REF 73-512-23	1
z zaciskiem uniwersalnym	REF 73-532-04	REF 73-532-14	REF 73-532-44	REF 73-532-23	1



Wysięgnik do rur anestezyjologicznych trójpřzegubowy

Blokada przegubów za pomocą jednego pokrętki

- blokada 3 przegubów jednym pokrętki
- łatwa i szybka obsługa
- wysoka jakość i niezawodność
- regulacja w wielu pozycjach

Z uchwytem rur i uniwersalnym uchwytem / dostępny w dwóch długościach

długość	uchwyt rur	uchwyt rur z blokadą bezpieczeństwa	ilość w opak.
30 cm	REF 70-131-04	REF 70-131-44	1
50 cm	REF 70-231-04	REF 70-231-44	1



Paletowy uchwyt do rur

Uchwyty do rur respiratorowych dla dorosłych i dzieci



- różne wielkości otworów zapewniają dopasowanie rur z różnych materiałów i różnych rozmiarów
- odpowiedni do rur do pobierania próbek gazu
- nie zawiera materiałów ferromagnetycznych (z wyjątkiem tacy Tube-Tray z zaciskiem szynowym)
- możliwe umiejscowienie za lub z boku głowy pacjenta
- rury nie przeszkadzają i nie dotykają twarzy, co niweluje dyskomfort pacjenta

Tube-Tray prosty /

REF	Ilość w opakowaniu
77-10-000	1

Tube-Tray kątowny /

REF	Ilość w opakowaniu
77-20-000	1

Tube-Tray z zaciskiem szynowym /

REF	Ilość w opakowaniu
77-00-020	1



Wysięgnik podtrzymujący trójprzegubowy z płytką podtrzymującą przetworniki ciśnienia

Blokada przegubów za pomocą jednego pokrętkła



Informacje
o zamawianiu

Z uniwersalnym zaciskiem i płytką zaciskową do przetworników /
Dostępne w dwóch długościach

długość	REF	Ilość w opakowaniu
30 cm	70-131-07	1
50 cm	70-231-07	1

Uchwyty przetworników ciśnienia

Do płytek przetworników i kraników

Informacje
o zamawianiu

Uchwyt kranika /
Wielorazowy

REF	Ilość w opakowaniu
78-10-000	1



Uchwyt standardowy /
Wielorazowy

REF	Ilość w opakowaniu
78-20-000	1



Uchwyt uniwersalny z przegubem /
Wielorazowy

REF	Ilość w opakowaniu
78-30-000	1



Płytki przetworników ciśnienia

Do podłączenia do uchwytów przetworników

Informacje
o zamawianiu

Do dwóch przetworników "BRAUN" Pulsion lub
"Codan" / Wielorazowy

REF	Ilość w opakowaniu
79-000-72	1



Szybkozłączki

Wielorazowe, materiał: Polyoxymetylen (POM)

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opak.
SLZM30	5

4,5 mm śr. zewn.



męski

żeński



4,5 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
SLZF30	5

REF	Ilość w opak.
SLZM40	5

6,0 mm śr. zewn.



6,0 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
SLZF40	5

Łączniki Luer Lock

Wielorazowe, materiał: nickel-plated brass

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opak.
CHLLM05	5

M5



męski

żeński



M5

REF	Ilość w opak.
CHLLF05	5

REF	Ilość w opak.
CHLLM06	5

M6



M6

REF	Ilość w opak.
CHLLF06	5

REF	Ilość w opak.
CHLLM30	5

6,0 mm śr. zewn.



6,0 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
CHLLF30	5

REF	Ilość w opak.
CHLLM40	5

6,0 mm śr. zewn.



6,0 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
CHLLF40	5

REF	Ilość w opak.
CHLLMB20	5

2,5 mm śr. zewn.



M5



M5

2,5 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
CHLLFB20	5

REF	Opakowanie
CHLLMB30	5

5,0 mm śr. zewn.



M6



M6

5,0 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
CHLLFB30	5

Łączniki Luer Lock

Wielorazowe, materiał: stal nierdzewna

Informacje
o zamawianiu

REF	Ilość w opak.
CHLLM06S1	5

M6



męski

żeński



M5

REF	Ilość w opak.
CHLLF05S1	5

REF	Ilość w opak.
CHLLM30S2	5

6,0 mm śr. zewn.



6,0 mm śr. zewn.

REF	Ilość w opak.
CHLLF30S2	5


Łączniki Luer Lock

Wielorazowe, materiał: Polyamide (PA)

Informacje
o zamawianiu


Luer Lock łącznik, żeński /

A (śr. zewn.)	Kolor: biały	Kolor: niebieski	Ilość w opak.
2.3 mm	REF FTLL210	-	10
3.5 mm	REF FTLL220	-	10
5.0 mm	REF FTLL230	REF FTLL230-b	10



Luer Lock łącznik, żeński /

REF	Ilość w opakowaniu
FTLLC	10




Luer Lock zatyczka, żeński /

REF	Ilość w opakowaniu
FTLLP	10



Luer Lock łącznik, męski /

A (śr. zewn.)	REF	Ilość w opak.
2.3 mm	MTLL210	10
3.5 mm	MTLL220	10
5.0 mm	MTLL230	10
6.0 mm	MTLL240	10



Luer Lock zatyczka, męski /

REF	Ilość w opakowaniu
MTLLP	10



Luer łącznik, męski /


O.D.	REF	Ilość w opakowaniu
2.3 mm	MTL210	10
5.0 mm	MTL230	10



Informacje
o zamawianiu

Plugs /

śr. zew.	REF	Ilość w opakowaniu
6.0 mm	PIP240	10



Łączniki do rur

Wielorazowe, materiał: Polyamide (PA)

Informacje
o zamawianiu


Łącznik do rur /

A (śr. zewn.)	B (śr. zewn.)	śr. wewn.	REF	Ilość w opak.
7.0 mm	9.0 mm	3.3 mm	5060	10
6.0 mm	7.0 mm	2.7 mm	4050	10
6.0 mm	6.0 mm	2.7 mm	4040	10



Łącznik do rur /

śr. zewn.	śr. wewn.	REF	Ilość w opakowaniu
3.5 mm	1.7 mm	Y220	10
5.0 mm	2.5 mm	Y230	10



A

Akcesoria do łączników	15
Akcesoria do mankietów infuzyjnych	19
Akcesoria do respiratorów	
Anestezjologiczne systemy pediatryczne	7
Aspirator smółki	15
Ayres łącznik typ T	

B

Biteblock – blokada zgryzu	5
BROSU łącznik	13

D

Dispo Infusor mankiet infuzyjny	18
---------------------------------	----

E

Endotape mocowanie rurki	5
--------------------------	---

F

Fajki łącznik	13
---------------	----

G

Gładkie dreny silikonowe	16
--------------------------	----

H

Haczyk	6
--------	---

I

Infusor	
Infuzja ciśnieniowa	17-19
Infuzor ciśnieniowy 100 & 200	17

J

Jackson Rees System I	
-----------------------	--

K

Klin rozłączający	15
-------------------	----

Ł

Łączniki Luer Lock	22/23
Łączniki	11-15
Łączniki karbowane pediatryczne	15
Łączniki kątowe	12-13
Łącznik do rur	23
Łączniki akcesoria	15
Łączniki karbowane	9-11
Łączniki karbowane do rur	9
Łączniki Luer Lock	22/23
Łączniki obrotowe	12-13
Łączniki proste	6/11
Łączniki proste	6/11
Łączniki typ T	

Łączniki-Y	14
Łączniki-Y pediatryczne	15
Łączniki z portem do aplikacji areozolu	13

M

Manometr	19
Mankiet do infuzji ciśnieniowej	
Mocowanie rurek	4-5
Mocowanie ryrek intubacyjnych	5

O

Opatrunek pod rurkę tracheotomijną	4
Opatrunek pod tracheotomię	4

P

Płytki przetworników ciśnienia	21
Pompka ręczna	19
Pułapka wodna do respiratora	8
Pułapki wodne	8

R

Rury karbowane do respiratorów	6-7
Rury karbowane do respiratorów dla dorosłych	6
Rury karbowane do respiratorów dla dzieci	6

S

Smółki aspirator	15
Szybkozłączki	22

T

T-łącznik	
Taśmy do mocowania	
Taśmy do mocowania rurek tracheotomijnych	4
Tube-Tray uchwyt paletowy	20

U


Uchwyt przetworników ciśnienia	21
--------------------------------	----

W


Worki oddechowe	8
Wysięgnik	20-21
Wysięgnik z giętym ramieniem	20
Wysięgnik z ramieniem trójpřezubowym	20/21


Y

Y-łączniki	14
Y-łączniki pediatryczne	14









EUMed

EUMed Sp. z o. o.

ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

tel.: 022 879 69 20, fax: 022 879 69 28,

e-mail: info@eumed.pl www.eumed.pl

Więcej katalogów produktów, broszur, ulotek oraz aplikacji video
można znaleźć na naszej stronie internetowej

Connect with us:

