



EUMed

EUMed Sp. z o. o.
ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
tel.: 022 879 69 20, fax: 022 879 69 28,
e-mail: info@eumed.pl www.eumed.pl

PNEUMATYCZNE ZASILACZE OPASEK UCISKOWYCH

Pneumatyczne zasilacze opasek uciskowych

Zasilane sprężonym powietrzem – analogowy wyświetlacz ciśnienia
– system manualnego zasilania awaryjnego

Właściwości

Regulacja ciśnienia

- precyzyjna pneumatyczna regulacja ciśnienia
- szybkie napełnianie i opróżnianie mankietów
- pokrętko regulatora umożliwiające precyzyjną regulację
- limit ciśnienia max. 600 mmHg

Analogowy manometr

- brak efektu migotania podczas regulacji ciśnienia
- dokładne odczyt aktualnego ciśnienia w mankiecie
- precyzyjnie kalibracja

System manualnego zasilania awaryjnego

- automatyczna zmiana na system awaryjny po wykryciu awarii zasilania
- system bezobsługowy
- może być użyty również w przypadku braku prądu
- nie wymaga baterii

Przycisk Flush Button

- do sprawdzenia ukrwienia kończyny
- do przerywanego dozowania miejscowego anestetyku po znieczuleniu odcinkowym (IVRA)
- umożliwia deflację w trybie manualnym

Kodowane kolorami dreny łączące

- odłączane od urządzenia
- z szybkozłączkami (PLC)

Zegar manualny

- funkcja odliczania czasu z alarmem dźwiękowym
- funkcja zegara



wersja stolikowa z uchwytem

wersja stolikowa z uchwytem,
stojakiem mobilnym i koszem

wersja z zaciskiem na szynę
i osłoną pulpitu

wersja ze stojakiem mobilnym,
koszem i osłoną pulpitu

Urządzenie



Tourniquet 2500

- bezkrwawe pole



Tourniquet 4500

- bezkrwawe pole
- Iznieczulenie odcinkowe (IVRA)



Tourniquet 2x500

- bezkrwawe pole
- Inieczulenie odcinkowe (IVRA)
- chirurgia bilateralna

Pneumatyczne zasilacze opasek uciskowych z przyłączem ciśnieniowym RECTUS i węzłem ciśnieniowym 4 m

urządzenie	wersja stolikowa z uchwytem	wersja stolikowa z uchwytem stojakiem mobilnym i koszem	wersja z zaciskiem na szynę i osłoną pulpitu	wersja ze stojakiem mobilnym, koszem i osłoną pulpitu	ilość w opak.
2500	REF 15-12-500	REF 15-22-500	REF 15-13-500	REF 15-15-500	1
4500	REF 19-12-500	REF 19-22-500	REF 19-13-500	REF 19-15-500	1
2x500	REF 11-12-550	REF 11-22-550	REF 11-13-550	REF 11-15-550	1