

Manometr pomiaru ciśnienia

Analogowy kontroler ciśnienia w mankietach



Universal



Monitor



Pocket

Właściwości



hak do zawieszenia
z tyłu urządzenia



łącznik Luer do inflacji (napełniania)
po prawej



zawór vacuum spustu ciśnienia
po lewej (uruchamiany kciukiem)



zawór podciśnieniowy do spustu powietrza
na dole gruszki do napełniania

Informacje o zamawianiu

Manometr pomiaru ciśnienia / Analogowy kontroler ciśnienia z drenem łączącym (100 cm)

	Universal	Monitor	Pocket	Ilość w opakowaniu
	REF 54-07-000	REF 54-05-000	REF 54-04-000	1
Zakres ciśnienia	0 – 120 cmH ₂ O	0 – 120 cmH ₂ O	0 – 120 cmH ₂ O	
Skala	Ø 68 mm	Ø 68 mm	Ø 50 mm	

Informacje dodatkowe

– Referencje strona 28

Akcesoria

Dren łączący do kontrolerów ciśnienia
/ jednorazowy, materiał: PVC

Długość	REF	Ilość w opakowaniu
100 cm	54-05-112	10
200 cm	54-05-113	10





Sensitive

Pediatric

Właściwości



hak do zawieszania
na górze urządzenia



zawór Luer do inflacji (napełniania)
na górze urządzenia



zawór spustowy do regulacji ciśnienia
z tyłu urządzenia uruchamiany palcem wskazującym



zawór vacuum do spustu powietrza
z tyłu urządzenia uruchamiany palcem wskazującym


Informacje
o zamawianiu

Manometr pomiaru ciśnienia / Analogowy kontroler ciśnienia z drenem
łączącym (100cm)

	Sensitive	Pediatric	Ilość w opakowaniu
	REF 54-03-001	REF 54-02-001	1
Zakres ciśnienia	0 - 120 cmH ₂ O	0 - 60 cmH ₂ O	
Skala	Ø 50 mm	Ø 50 mm	