

PIEZOSURGERY® *plus*

EUMed

EUMed Sp. z o. o.
ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
tel.: 022 879 69 20, fax: 022 879 69 28,
e-mail: info@eumed.pl



ZASILACZ PLUS

→ MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

→ ZASTOSOWANIE

- Chirurgia twarzowo-szczękowa
- Otolaryngologia
- Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
- Chirurgia ręki
- Chirurgia stopy
- Neurochirurgia
- Chirurgia kręgosłupa
- Ortopedia
- Chirurgia Klatki piersiowej



→ MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

→ Kompletność

- Moc połączona z precyzją
- Wysoka wydajność
- Zaawansowana technologia



→ MAKSYMALNA KONTROLA

→ Różne kanały & rękojeści

- Doskonałe wyniki w niemal każdym polu chirurgicznym
- Doskonała wrażliwość chirurgiczna
- Minimalna utrata kości



→ MAKSYMALNA KONTROLA

→ KANAŁ 1 – Rękojeść szara*

- Doskonała kontrola śródoperacyjna, wrażliwość chirurgiczna
- Maksymalna elastyczność w tworzeniu lini osteotomii



* Piezosurgery® medical handpiece cod. 03120127


→ MAKSYMALNA KONTROLA

→ KANAŁ 2 – Rękojeść czarna *

- Maksymalna wydajność przy wysoko zmineralizowanej kości
- Maksymalna wydajność na całej głębokości cięcia



→ TECHNOLOGIA WYSOKIEJ JAKOŚCI



*KROK 1: Wybierz kanał roboczy

*KROK 2: Wybierz końcówką roboczą

*KROK 3: Potwierdź wybór przyciskiem OK.

*KROK 4: Zaczynij pracę

→ APC
oprogramowanie

→ MAKSYMALNE BEZPIECZYSTWO

PIEZOSURGERY® *plus* jest wyposażony w oprogramowanie APC (Automatic Precision Control), które gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje odchylenia od normalnego funkcjonowania i zatrzymuje urządzenie w czasie krótszym niż 150 ms. Komunikat o błędzie na ekranie pozwala na łatwe przywrócenie warunków pracy. Dostarczono dwie niezależne rękojeści, co zapewnia większą elastyczność i wydajność podczas operacji.

→ INTELIGENTNE OPROGRAMOWANIE

PIEZOSURGERY® *plus* jest wyposażony w inteligentne oprogramowanie. Dla każdej końcówki chirurgicznej oprogramowanie automatycznie ustawia optymalne ustawienia robocze. Poziomy mocy i nawadniania można również regulować ręcznie w zależności od potrzeb chirurgicznych.