

monsoon 4

Najnowsza generacja respiratora do wentylacji dyszowej o wysokiej częstotliwości (HfJV)

- znany z niezawodności
- wszechstronny
- wydajny
- łatwy w obsłudze
- "złoty" standard kliniczny



Sięgamy znacznie dalej niż inni

- **PDMS** zarządzanie danymi pacjenta
- **HFOT** terapia tlenem o wysokim przepływie
- **ACUDis** duży ekran dotykowy
- kompatybilność z wcześniejszymi modelami
- **PNM** pomiar parametrów klinicznych przy pacjencie
- **ARGC** dostosowanie parametrów gazów oddechowych: nawilżanie i ogrzewanie

monsoon 4 - wersje konfiguracji

Art.-Nr.:	214001	214002	214003	214011	214012	214013
Typ	monsoon 4	monsoon 4	monsoon 4	monsoon 4	monsoon 4	monsoon 4
Wersja	Single ++	Double ++	Double +Ready	Single +	Double +	ACUDis
ARGC ¹	ARGC	ARGC	ARGC	ARGC	ARGC	
ACUDis ²	ACUDis	ACUDis	ACUDis			
Jet 1. 12-1600 cykli/min (CPM)	+	+	+	+	+	
Jet 1. 0.1 - 3.5 Bar	+	+	+	+	+	
Jet 1. PP sensor ciśnienia przerwy	+	+	+	+	+	
Jet 1. ogrzewanie	+	+	+	+	+	rozszerzenie
Jet 1. nawilżanie	+	+	+	+	+	Single/ Double +
Przewód PIP ³ (pomocniczy)	+	+	+	+	+	do
Bypass - przepływ boczny 15 l/min	+	+	+	+	+	Single/ Double ++
Jet 2. 12-100 cykli/min	-	+	0	-	+	
Jet 2. 0.1 - 3.5 Bar	-	+	0	-	+	
Jet 2. PP sensor ciśnienia przerwy	-	+	0	-	+	
Jet 2. ogrzewanie	-	+	0	-	+	
HFOT terapia tlenem o wys. przepływie	+	+	+	-	-	+
PNM ⁴ pomiar parametrów (etCO ₂ ; FiO ₂)	+	+	+	-	-	+
SenTec ⁵ opcja podłączenia	+	+	+	-	-	+
HL7/ Fire ready - protokół PDMS ⁶	+	+	+	-	-	+
Wykresy trendu	+	+	+	-	-	+
15.6 calowy zdalny ekran dotykowy	+	+	+	-	-	+
baza danych / pamięć do przechowywania danych aplikacji	+	+	+	-	-	+

¹ ARGC: dostosowanie parametrów gazów oddechowych

² ACUDis: duży ekran dotykowy

³ PIP: szczytowe ciśnienie wdechowe

⁴ PNM: pomiar parametrów przy pacjencie

⁵ urządzenie SenTec do monitoringu przezskórnego NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU I JEST SPRZEDAWANE OSOBNO

⁶ PDMS: system zarządzania danymi pacjenta



DYSTRYBUCJA W POLSCE

EUMed spółka z o.o.
 ul. Chłopskiego 50,
 04-275 Warszawa

tel.: **22 879 69 20**
 fax: **22 610 83 95**
 e-mail: **info@eumed.pl**
www.eumed.pl

SenTec nie wchodzi w skład zestawu!

