

Końcówki- Zastosowanie

STD HP	rączka szara STANDARD 1	Nr kat.	Rodzaj kanału
		****-L	końcówka DŁUGA do kanału PLUS 2
PLUS HP	rączka czarna PLUS 2	****- +	końcówka do kanału PLUS 2
		****	końcówka do kanału STANDARD 1

Nr kat.	Zastosowanie
MT***	OSTEOTOMIA /Osteotomy
MP***	OSTEOPLASTYKA /Osteoplasty
MD***	WIERCENIE / Drilling
MF***	WYKAŃCZANIE / Finishing

NEUROCHIRURGIA

PEDIATRYCZNA KOREKTA TWARZOCZASZKI

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
Opcjonalnie	STD HP	MT1S-10
	STD HP	MT6S-10
	PLUS HP	MT4-10+
	PLUS HP	MT4-20+

ENDOSKOPOWA CHIRURGIA TRANSFENOIDALNA

(chirurgia podstawy czaszki/przód)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	PLUS HP	MP6 L
	PLUS HP	MT8-20 L
Opcjonalne	PLUS HP	MP5 L

KRANIOTOMIA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	PLUS HP	MT4-10+
Opcjonalnie	STD HP	MT1-20
	STD HP	MT6S-10
	PLUS HP	MT4-20+
	PLUS HP	MT10-20+

CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA

LAMINOPLASTYKA (open door)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	PLUS HP	MT-10+
	PLUS HP	MP4+

KORPEKTOMIA SZYJNA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	PLUS HP	MT-10+

LAMINEKTOMIA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	PLUS HP	MT4-10+
	PLUS HP	MT8-20 L
Opcjonalnie	STD HP	MT1-20
	PLUS HP	MT4-20+

RESEKCJA OSTEOFITÓW (ACDF)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	PLUS HP	MT-10+
	PLUS HP	MP4+

LAMINOTOMIA- HAMILAMINEKTOMIA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowane	STD HP	MT1-10
	PLUS HP	MT4-10+
	PLUS HP	MT8-20 L

Opcjonalnie	STD HP	MT1-20
	PLUS HP	MT4-20+

FORMINOTOMIA- FACETEK TOMIA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowane	PLUS HP	MT8-20L

Opcjonalne	PLUS HP	MT4-10+
	PLUS HP	MT5-10L

CHIRURGIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA

ENDOSKOPIA PRZEZNOSOWA

DAKROCYSTORHINOSTOMIA (DCR)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MP3-a30

Opcjonalne	PLUS HP	MP4+
------------	---------	------

SFENOIDEKTOMIA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	PLUS HP	MP6-L

Opcjonalne	PLUS HP	MP5-L
------------	---------	-------

DEKOMPRESJA (oczodołu, nerwu wzrokowego, wewnętrznej tętnicy szyjnej)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	PLUS HP	MP6-L

Opcjonalne	PLUS HP	MP5-L
------------	---------	-------

OTWARCIE ZATOK CZOŁOWYCH

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	PLUS HP	MP6-L

Opcjonalne	PLUS HP	MP5-L
------------	---------	-------

ENDOSKOPOWA CHIRURGIA SITOWIA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	PLUS HP	MP6-L

Opcjonalne	PLUS HP	MP5-L
------------	---------	-------

UCHO

ENDOSKOPOWA CHIRURGIA UCHA (attykotomia)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MP3-a30

Opcjonalne	STD HP	MP2
------------	--------	-----

CHIRURGIA GŁOWY I SZYI

TECHNIKA ZAMYKANIA (kanaloplastyka, antrotomia, tympanotomia tylna)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	PLUS HP	MP4+
Opcjonalne	STD HP	MP3-a30

DEKOMPRESJA (nerwu twarzowego, woreczka endolimfatycznego)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MP3-a30
Opcjonalne	PLUS HP	MP4+

MADIBULOTOMIA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	PLUS HP	MT4-10+
	PLUS HP	MT4-20 +

TECHNIKA OTWIERANIA (ekspozycja nerwu twarzowego i kanałów półkolistych)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	PLUS HP	MP4+
Opcjonalne	STD HP	MP3-a30

MANDIBULEKTOMIA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	PLUS HP	MT4-10+
	PLUS HP	MT4-20 +

MAKSYLETOMIA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	PLUS HP	MT4-10+

CHIRURGIA TWARZOWO-SZCZĘKOWA

ORTOGNATYKA

OSTEOTOMIA PODZIELNA STRZAŁKOWA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	STD HP	MT9-13
	PLUS HP	MT4-10+
Opcjonalne	STD HP	UNIVR
	PLUS HP	MT4-20+

OSTEOTOMIA PODBRÓDKA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	PLUS HP	MT4-10+
	PLUS HP	MT4-20 +
Opcjonalnie	STD HP	MP2
	STD HP	MT1-20

OSTEOTOMIA LE FORT I

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	STD HP	MT9-13
	PLUS HP	MT4-10+

Opcjonalne	STD HP	UNIVR
	STD HP	MT2R/L4
	STD HP	MT1-20
	STD HP	MT6S-10
	PLUS HP	MT4-20+

RYNOPLASTYKA (dostęp otwarty)

*MT9-13/UNIVR (dostęp otwarty)

MP1/MF4 (osteoplastyka)

MT2R/L-4 (podejście poprzeczne)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT9-13
	STD HP	MP1
	STD HP	MF4

Opcjonalne	STD HP	MT2R/L-4
------------	--------	----------

KONDYLEKTOMIA / EMINEKTOMIA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	PLUS HP	MT4-10+

Opcjonalne	STD HP	MT1-20
	PLUS HP	MT4-20+

TECHNIKA PODNOSZENIA ZATOKI SZCZĘKOWEJ

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MP-2
	STD HP	MF-1
	STD HP	MF-6

Opcjonalne	STD HP	MF-3
------------	--------	------

OCZODÓŁ

ORBITOTOMIA BOCZNA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	PLUS HP	MT4-10+

Opcjonalnie	STD HP	MT2R/L-4
	STD HP	MP2

OSTEOTOMIA KĄTOWA ŻUCHWY

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT2R-4
	STD HP	MT2L-4
	STD HP	MT9-13

OSTEOTOMIA BLISKO DELIKATNYCH STRUKTUR (naczynia nerwowe, opona twarda)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MF1

Opcjonalne	STD HP	MF3
------------	--------	-----

EKSTRAKCJA

koncówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT3-8

Opcjonalne	STD HP	MT3-20
------------	--------	--------

DEKOMPRESJA OCZODOŁU- DOSTĘP PRZESKÓRNY

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10

Opcjonalnie	STD HP	MT2R/L-4
	STD HP	MP2
	PLUS HP	MP6 L

CHIRURGIA RĘKI

ARTRODEZA STAWU MIĘDZYPALICZKOWEGO

		końcówka
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1S-10

Opcjonalne	STD HP	MT1-10
------------	--------	--------

OSTEOTOMIA KOREKCYJNA PALICZKA

		końcówka
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1S-10

Opcjonalne	STD HP	MT1-10
------------	--------	--------

MIĘDZYPALICZKOWA ARTROPLASTYKA STAWÓW

		końcówka
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1S-10
	STD HP	MF2

Opcjonalne	STD HP	MT1-10
	STD HP	MF4
	STD HP	MF5

CHIRURGIA NADGARSTKA

ARTRODEZA STAWÓW (śródręczno nadgarstkowych)

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-2
Opcjonalne	STD HP	MT1-10
	PLUS HP	MT4-20+

EGZOSTAZA / WYCIĘCIE OSTEOFITÓW

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	STD HP	MP2
Opcjonalne	STD HP	MT1S-10

CAŁKOWITA ARTRODEZA NADGARSTKA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	PLUS HP	MT4-10+
	PLUS HP	MT4-20+
Opcjonalnie	STD HP	MT1-10
	STD HP	MT1S-10

ARTRODEZA NADGARSTKA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1S-10
Opcjonalne	STD HP	MT1-10

KOREKCYJNA OSTEOTOMIA PROMIENIOWA

końcówka		
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1S-10
Opcjonalnie	STD HP	MT1-10
	PLUS HP	MT4-10+
	PLUS HP	MT4-20+

CHIRURGIA REKONSTRUKCYJNA

PRZESZCZEP KOŚCI CZASZKI

		końcówka
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
Opcjonalne	STD HP	MTS1-10
	STD HP	MP2
	STD HP	MF1

PRZESZCZEP KOŚCI PROMIENIOWEJ

		końcówka
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1S-10
	STD HP	MP1
Opcjonalne	STD HP	MT1-10

PRZESZCZEP Z PŁATA KOŚCI STRZAŁKOWEJ

		końcówka
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1S-10
Opcjonalne	STD HP	MT1-10
	STD HP	MP2
	PLUS HP	MT4-10+
	PLUS HP	MT4-20+

WEWNĄTRZ USTNY PRZESZCZEP KOŚCI

		końcówka
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1S-10
	STD HP	MT2R/ L-4
	STD HP	MP1
	STD HP	MF4
Opcjonalne	STD HP	MT1-10
	STD HP	MP2

PRZESZCZEP KOŚCI BIODROWEJ

		końcówka
Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MT1-10
	STD HP	MP1
Opcjonalne	STD HP	MTS1-10
	PLUS HP	MT4-10+
	PLUS HP	MT4-20+

KOŃCÓWKI DO CHIRURGI- WIERCENIE

WKREŃ Średnica 1,0mm

końcówka

Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MD2-08

WKREŃ Średnica 1,3mm

końcówka

Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MD2-08

WKREŃ Średnica 1,5mm

końcówka

Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MD2-10

Opcjonalne	STD HP	MD3-12
------------	--------	--------

WKREŃ Średnica 2,0mm

końcówka

Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MD3-14
	STD HP	MD3-15

szczeka

żuchwa

WKREŃ Średnica 2,3mm

końcówka

Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MD3-16

Opcjonalne	STD HP	MD3-18
------------	--------	--------

WKREŃ Średnica 2,7mm

końcówka

Zalecane	Rączka	Nr kat.
Rekomendowana	STD HP	MD3-18