

The logo for Cenefom, featuring the brand name in a blue, sans-serif font. It is positioned on the left side of the page, partially enclosed by a large, stylized orange and yellow circular graphic that resembles a globe or a network of interconnected nodes.

ENT Series

Wyroby rynologiczne i otologiczne

Cenefom dostarcza pełen zakres produktów na bazie poli(alkoholu winylowego) PVA do otorynolaryngologii (ENT) przeznaczonych do stosowania po operacjach nosa, zabiegach otologicznych i tamowania krwawienia.



Opatrunki uszne

- Łatwe do zakładania i usuwania
- Zatrzymują krwawienie i ułatwiają miejscowe podanie leku
- Nie strzępią się i nie pozostawiają włókien
- Miękkie, stabilizujące, antyadhezyjne i niepowodujące podrażnień
- Sterylizowane promieniowaniem gamma
- Pakowane w jałowych warunkach

www.cenefom.com

Tamponu do uszu Cenefom są przeznaczone do wspomagania leczenia zapalenia ucha zewnętrznego. Ułatwiają miejscowe podanie leków, takich jak roztwór antybiotyku, do przewodu słuchowego i błony bębenkowej

TAMPON USZNY EARWICK



Model	Wymiary D x S x W	Opis	Torebki / Pudełko
EP-0712	7x12 mm	bez okienka	20
EP-0912	9x12 mm	bez okienka	20
EP-0915	9x15 mm	bez okienka	20
EP-0924	9x24 mm	bez okienka	20
EP-1215	12x15 mm	bez okienka	20
EP-1224	12x24 mm	bez okienka	20
EP-1520	15x20 mm	bez okienka	20
EP-0712F	7x12 mm	z okienkiem	20
EP-0912F	9x12 mm	z okienkiem	10
EP-0915F	9x15 mm	z okienkiem	20
EP-0924F	9x24 mm	z okienkiem	20
EP-1215F	12x15 mm	z okienkiem	20
EP-1224F	12x24 mm	z okienkiem	20
EP-1520F	15x20 mm	z okienkiem	10

Opakowanie podstawowe: 1 szt./folia

Opakowanie dodatkowe: 1 torebka, folia/ woreczek Tyvek

Opatrunki do uszu Cenefom przeznaczone są do stosowania w chirurgii otologicznej. Pochłaniają one płyny i stabilizują kanały słuchowe po operacji.

OPATRUNEK USZNY EAR PACK



Model	Wymiary D x S x W	Opis	Torebki / Pudełko
EP-0712S	7x12 mm	sznurek	20
EP-0912S	9x12 mm	sznurek	20
EP-0915S	9x15 mm	sznurek	20
EP-0924S	9x24 mm	sznurek	20
EP-1215S	12x15 mm	sznurek	20
EP-1224S	12x24 mm	sznurek	20
EP-1520S	15x20 mm	sznurek	20

Opakowanie podstawowe: 1 szt./folia

Opakowanie dodatkowe: 1 torebka, folia/ woreczek Tyvek